

22.07.2024

Probenstabilität bei Vitamin-Untersuchungen

Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege,

mit diesem Schreiben möchten wir Sie auf die aktuellen Anpassungen von Herstellerangaben aufgrund der IVDR Richtlinien hinweisen. Hier wurden insbesondere die Probenstabilitäten kritisch überarbeitet und in einigen Fällen nach unten korrigiert.

Insbesondere bei Probenmaterial zur Analyse von Vitaminen macht sich dies bemerkbar. Wir bitten Sie daher diese Proben grundsätzlich, falls nicht ohnehin ein gefrorener Versand erfolgen muss (Vitamin C), nach der Abnahme im Kühlschrank aufzubewahren und Ihre Versandboxen generell mit einem Kühlelement zu bestücken. Die Transportboxen unserer Kurierfahrer werden zusätzlich gekühlt, um einen sicheren Probentransport zu gewährleisten.

Weiterhin sind aufgrund der eingeschränkten Stabilität Nachforderungen von Vitaminanalysen meist nicht mehr sinnvoll und sollten nicht vorgenommen werden.

Als medizinisches Labor sind wir an die IVDR Richtlinien gebunden und müssen nach deren Grundsätzen und Vorgaben arbeiten.

Mit freundlichen Grüßen, Ihr Dr. Hermann und Kollegen